


「ブイエスラド TM(VSRAD)通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。



こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。
「ブイエスラド TM(VSRAD)通信」では、VSRAD ユーザーの皆様から多かったお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などについてお届けいたします。
今回は、ホームページ更新と更新内容についてお知らせいたします。
是非お読みください！

┌──INDEX──┐
|
| 《1》ホームページ更新のご案内
|
| 《2》Data Remover for VSRAD アップデートのお知らせ
|
| 《3》動作環境から Windows XP SP1 削除のお知らせ
|
| 《4》事務局より～編集後記
|
└──────────┘

《1》ホームページ更新のご案内

2月20日(水)にホームページを更新いたしました。
前回更新から半年以上が経過し、更新内容が盛りだくさんです。
主な更新内容をご紹介します。

■講演・発表・文献一覧を更新

講演・発表→55件追加(全106件)

文献→12件追加(全49件)

※2007年11月末現在

■最新パンフレットの掲載

これまでアルツハイマー型認知症(痴呆)と表記しておりましたが、すべてアルツハイマー型認知症に統一いたしました。
次のものを改訂版に差し替えております。

総合パンフレット改訂(2007年11月改訂版)

テクニカルシリーズ改訂(2007年4月改訂版)

ユーザーマニュアル改訂(2007年12月改訂版)

解説シリーズ1、解説シリーズ2 改訂(2007年12月改訂版)

■その他

Q&A、お知らせなどを更新しております。

《2》Data Remover for VSRAD バージョンアップのお知らせ

DICOM画像のヘッダー領域に含まれる個人情報の削除・書き換え、ファイル名の変更などが簡便にできるアプリケーション「Data Remover for VSRAD」は、最新のWindows Updateを適用したPCにはインストールできないことが判明いたしました。

そのため、アップデート版を作成いたしましたので、こちらをご利用ください。

http://www.vsrad.info/up_date/index.html

《3》動作環境から Windows XP SP1 削除のお知らせ

Windows XP Service Pack1 (以下、SP1)については、マイクロソフト社のサポートが終了したため、動作環境対象 OS から外すことにいたしました。

SP1 ユーザーの方はご注意ください。

《4》事務局より～編集後記

今年最初の VSRAD 通信をお届けさせていただきました。

今年に関東でも2週連続積雪の地域があったなど、寒さの厳しい冬となっています。しかし暦のうえでは立春も過ぎ、街では新入生・新社会人に向けた商品が並ぶようになりました。桜の季節がもうそこまできています。

まだまだ寒い日が続いておりますが、お体にお気をつけて元気にお過ごしください！

編集・発行: VSRAD ユーザー登録事務局

※ 「ブイエスラド TM(VSRAD)通信」に関するお問合せや、VSRAD をご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRAD システムサポートセンター」までお問合せ下さい。(本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。)

VSRAD システムサポートセンターメールアドレス
systemhelp@vsrad.jp

Copyright(C)2008

Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.
